

## 便于携带笔式电热温灸器（笔式电灸器）

国际发明专利号码：3772797

博士型 Wp-2010

健康保健器具

[中国针灸院](#)

[汉方医学研究所](#) 監製

加热 3 秒钟后，在直径 2mm 内的温度可达 60 度左右。

适用于：**蚊虫叮咬的克星！！！！**

被蚊子·蜜蜂·蜚等叮咬后的痒、红肿、痛；

腿肚子抽筋等肌肉疼痛；手指关节疼痛；

膝关节疼痛；足底麻木；肩凝症；

紧张型头痛；月经痛；失眠症；

自律神经紊乱等。

用法：

1. 打开后部的按钮式开关。
2. 将前部的灸口对准要刺激的部位后稍用力按压(隔着薄衬衫或丝袜也可以使用)。
3. 感到热刺激后，将灸口移开刺激部位。
4. 使用后，关闭按钮开关。

电池的安装：

要按着电池的正（+）副（-）安装。

不可将新旧电池混合使用。

注意事项：

1. 在使用前，要检查灸口的保护膜有否破损（如有破损请不要直接对皮肤刺激）。
2. 对热的敏感度，有个体差异，一般为 3 秒钟，请做试验后决定刺激的时间。
3. 对自己使用时，感觉到热刺激后就立即停止，时间过长会引起烫伤。
4. 使用后，请关闭开关保管。
5. 不要交给儿童使用或作为玩具。请保管在儿童找不到的地方。
6. 热刺激不足时，请更换新电池。
7. 请不要拆卸分解。
8. 在氧气等易燃气体浓度高的环境下，**禁止使用**。

联系地址：〒514-1105 日本国三重県津市久居北口町 2727-1

[中国鍼灸院·漢方医学研究所](#)

TEL/FAX: 059-255-6065

E-mail: [p.wang5742@wonder.ocn.ne.jp](mailto:p.wang5742@wonder.ocn.ne.jp)

<http://www.wpjju.com/>

